

# 旋轉式淋浴座椅



# 01 器材介紹



- ✓ 淋浴時可根據浴室環境,將座椅360度轉動到合適方向,方便使用者轉移身體。
- ✓ 採用摺疊式的開合設計,操作簡單, 又能節省空間。
- ☑ 配備活動式扶手。
- ☑ 高度亦可調較,配合使用者的需要。

#### 02 安裝方法



把座椅椅腳前半部份拉開,直至發出「啪」一聲 確保開啟完成後,即可使用。

### 03 使用說明




坐下時可以先 提起座椅一邊 的扶手,再坐 穩,將扶手向 下放回。



座均使己其桿身便向下挡者要一然轉轉方制可,個後動向兩桿按控配座該種的。

每按一下控制 桿,座椅每次 轉動大約45度 左右便會發出 「啪」一聲, 代表已鎖好。



#### 04 注意事項及保養



- 當準備使用座椅時,必須先確保座椅 完全開啟並穩固,才坐下。
- ▶ 座椅轉動時,避免將扶手提起,令上 身失去支撐。



▶ 轉動浴椅時,請緩慢地移動,以免發生危險。



- 淋浴座椅均有防滑及防霉功能。
- 座墊和背墊均可拆卸及清洗,清潔時可先將橙色座墊或背墊掀起,然後沖洗。
- ▶ 安裝軟墊時,將橙色座墊或背墊底部 凸起圓形位置對準座椅按實即可。

\*\*實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力,使用者請勿行 改動旋轉式淋浴座椅,如有疑問,請向中心職員查詢\*\*

以<u>剿脏</u>轉式淋冶座椅、 如有疑問、請问中心職員查詢\*\*

## 05 聯絡資訊

#### 賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心



3153 5252



3153 5250



新界沙田小瀝源牛皮沙街2號偷翠商場閣樓2號鋪

